

ПАСПОРТ

РОСТОМЕРЫ

Рм -1-«Диакомс», Рм- 2-«Диакомс»

АУКС.942819.034 ПС

Вав. № <u>4919</u>2

Регистрационный номер средства измерения №28682-10

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗЛЕЛИИ

- 1.1 Ростомеры предназначены для измерения роста человека. Рм-1 позволяет измерять рост стоя. Рм-2 имеет откидное сиденье для измерения сидя. Ростомеры состоят из основания и стойки с ползуном.
- 1.2 Изменение роста производится механическим перемещением ползуна по стойки со шкалами ростомера до соприкосновения ползуна с верхней точкой головы.

1.3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Шифр	Высота	Ширина	Глубина	Измеряемый рост	Масса изделия,
изделия	MM	MM	MM	MM	КГ
Рм-1	2150	400	400	2000 *	7.0
Рм-2	2150	400	400	2000 *	9,0

^{*}Погрешность измерения роста - не более 5 мм

3. ПОВЕРКА

- 3.1. Поверка ростомеров проводится в соответствии с методикой поверки «Ростомер медицинский Рм «Диакомс». Методика поверки (предоставляется по запросу).
- 3.2. Межповерочный интервал 1 год.

4. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 4.1. Ростомер не требует специального обслуживания.
- 4.2. При транспортировании Рм-1 и Рм-2 допускается вертикальную стойку не устанавливать.

5. ГАРАНТИИ ПОСТАВЩИКА

- 5.1.Ростомеры Рм-1, Рм-2 должны соответствовать ТУ9452-034-17099103-2003
- 5.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи изделия.
- 5.3.Потребитель лишается прав на гарантийное обслуживание при истечении срока гарантии или при наличии механических повреждений наружных частей изделия.
- 5.4.Для выполнения гарантийного ремонта следует предъявить настоящий паспорт со штампом производителя и печатью продавца.
- 5.5. Гарантийное обслуживание осуществляется по адресу фирмы.

Дата выпуска

1 9 AEK 2014

«ДИАКО МС ОТК-1 Штамп производителя

Дата продажи

Штамп организации, продавшей изделие

000 « ПИАКОМС «