

Свидетельства о поверке тонометров, термометров и другого измерительного медицинского оборудования.

Как получить свидетельство о поверке прибора?

1. Переходите по ссылкам, представленным ниже, на официальные сайты производителей.
2. Выбираете тип оборудования и/или вводите серийный номер прибора.
3. Скачиваете файл.

Производители:

- [Little Doctor](#) (Литтл Доктор)
- [MediTech, AMRUS](#) (Медитех, Амрус)
- [OMRON, CSmedica](#) (Омрон, Си Эс Медика)
- [AND](#) (АНД)

Пример свидетельства:

Открытое акционерное общество «Медтехника»  
RARU.311945

**СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОВЕРКЕ № ЖЖ20 021701**

Действительно до  
«16» февраля 2022 г.

Средство измерений Термометр медицинский цифровой **AMDT12** номер в ФИФ ОЕН: **77475-20**  
заводской (серийный) номер **1912C000001-1912C039000**

в составе \_\_\_\_\_

номер знака предыдущей поверки \_\_\_\_\_

поверено **в полном объеме**

в соответствии с МП 207-040-2019 «Термометры медицинские цифровые AMDT10, AMDT11, AMDT12, AMDT13, AMDT14, AMDT15, AMDT16, AMDT17. Методика поверки»

с применением эталонов: 3,2 АЕЯ 0012.2019, ПТСВ-1-5, № 2093, эталон 2-го разряда

при следующих значениях влияющих факторов: температура окружающего воздуха: 21,1 °С;  
атмосферное давление: 101,9 кПа; относительная влажность: 59,7 %; частота питающей сети: 50,0 Гц

и на основании результатов первичной (первоначальной) поверки признано пригодным к применению.

Знак поверки: 

Главный метролог \_\_\_\_\_ Свирдов Павел Александрович

Поверитель \_\_\_\_\_ Жигульский Андрей Александрович

Дата поверки  
«17» февраля 2020 г.