



ООО "МиниМед", 241520, Российская Федерация, Брянская область,
Брянский район, с. Супонево, ул. Шоссейная, 17 А

Тел. (4832) 92-97-97, 92-24-52, -53, -55, -56, -57, -58, -60, -61, -62
Многоканальный номер - 8-800-100-48-32
Факс (4832) 92-24-54, 92-24-59, 92-24-61

ИНН 3234007127

www.minimed.ru

e-mail: info@minimed.ru

Код ОКП 94 6460

Регистрационное удостоверение
№ ФСЗ 2012/11857 от 28.03.2012 г.

Паспорт Чашки Петри

1. Назначение

Предназначены для идентификации бактерий на культуральной среде и проведения профессиональных лабораторных анализов.

2. Основные технические характеристики

Наименование	Диаметр основания, мм	Высота, мм
Чашка Петри 35 мм	35	14
Чашка Петри 60 мм	60	17
Чашка Петри 90 мм	90	18

1. Изготовлены из полистирола. Температурный режим изделий от -10 °С до +70 °С.
2. Имеют специализированные вентиляционные опоры на крышке для аэробного культивирования микроорганизмов.
3. Стерилизованы этилен оксидным методом.

3. Упаковывание, транспортирование и хранение

Возможно индивидуальное упаковывание. Упаковка изделий обеспечивает их сохранность при транспортировке. Условия транспортирования и хранения изделий - по ГОСТ 15150-69.

4. Требования безопасности

При эксплуатации необходимо соблюдать правила безопасности при работе с пластмассовыми изделиями и биоматериалом. Использовать только по назначению. Предназначены для одноразового применения. Не использовать в случае нарушения целостности упаковки и по истечении срока годности.

5. Сведения об утилизации

Изделие не представляет опасности для окружающей среды, жизни и здоровья людей после окончания срока службы. Порядок утилизации изделия определяется Потребителем.

6. Гарантии изготовителя

Поставщик Ningbo Greetmed Medical Instruments, Китай. Гарантийный срок годности – 2 года.

Начальник ОТК



Грузинцев С.А.