

## **Как разговаривать с помощью голосообразующего аппарата**

---

Голосообразующий аппарат любой марки: российский, итальянский, немецкий, американский - любого производителя представляет собой до **нельзя упрощённый** голосовой аппарат человека всего с одним тембром голоса. Говорить с помощью него как раньше не получиться, но говорить **так**, чтобы вас понимали и даже с помощью него песни петь – этим может овладеть каждый.

Как работает голосообразующий аппарат? Кнопка нажата, аппарат издаёт тарахтящий треск, кнопка отпущена, аппарат молчит. Вот эти две функции треск и тишину вы должны превратить в понятную речь.

### **Как это сделать?**

1. Найдите на шее точку, к которой вы прикладываете аппарат нажимаете на кнопку, открываете широко рот и в этой точке слышится самое громкое звучание аппарата.

2. Губами несколько раз откройте и закройте рот, звук будет усиливаться и затухать.

3. Попробуйте губами произнести простые слова «мама», «папа», при этом после каждого слова убирайте палец с кнопки. При произношении для четкости слов помогайте губам языком.

Этого достаточно, чтобы начать пробовать разговаривать с помощью любого голосообразующего аппарата.

Обратите внимание на важные аспекты четкой речи: найти лучшую точку, хорошо открывать рот во время произношения, отделять каждое слово во время речи и губами и пальцем на кнопке.

Попробуйте учиться говорить стоя перед зеркалом. Ваше отражение поможет вам быстрее и свободнее начать говорить, а также поможет избежать ошибок при произношении. Подавляющее большинство людей начинает говорить с помощью голосообразующего аппарата через 2-3 минуты после обучения речи.