



CA801LM

ТРИВЕС



08180C31129900



08.2018

Противопоказания к применению

Относительные противопоказания, требуют консультации врача:

- выраженные или значительно выраженные нарушения статодинамических функций верхних конечностей,
- выраженные или значительно выраженные нарушения статики и координации движений (гиперкинетические, атактические нарушения).

Перед использованием проконсультируйтесь с врачом.

Уход за изделием

Влажная обработка мыльным раствором без применения абразивных чистящих средств.

Условия предоставления гарантии

Гарантийный срок - **12 месяцев со дня продажи**. Срок хранения не ограничен.

Гарантия не распространяется на быстро и естественно изнашиваемые расходные детали: рукоятки, подмышечные опоры, резиновые наконечники (насадки).

Сохраняйте кассовый чек в течение всего действия гарантийного срока.

Гарантийный талон

Изделия ортопедические для профилактики и реабилитации инвалидов:
костыли и трости TRIVES


РУ № ФСЗ 2010/08463 от 08.09.2016 г.

Соответствует: ГОСТ Р 50444-92 (разд. 3,4), ГОСТ Р ИСО 11334-1-2010, ГОСТ Р 51632-2014

модель
CA801LM

Костыли TRIVES (подмышечные)

Костыли – средства реабилитации, обеспечивающие дополнительную опору при ходьбе.



ручки и подмышечные опоры покрыты мягким неабсорбирующим полимерным материалом с низкой теплопроводностью


вес изделия



2 ШТ
в упаковке

изменяемый уровень ручек

легкий прочный алюминиевый коррозионностойкий сплав



регулируемая высота - от 113 до 133 см, с шагом 2,5 см

съемные резиновые нескользящие насадки



АССОРТИМЕНТ



КОСТЫЛИ TRIVES