

ВиЦыАн

Разработка и производство изделий
медицинского назначения


Одеяла «ВиЦыАн»

Паспорт-инструкция

Одеяло влагонепроницаемое

(р.1400*2050мм)

Артикул ВиЦыАн-ОВ-ТК-5



УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

В целях повышения надежности и долговечности изделий, улучшения их качества, повышения эстетичности и комфортабельности прежде, чем приступить к эксплуатации, внимательно ознакомьтесь с настоящим паспортом.

Назначение изделия


Для комфортного сна. Препятствует теплопотерям человеческого тела во время сна и отдыха.

Технические характеристики:

Одеяло изготовлено из синтетической ткани (полиэстер 100%) плотность 150 г/м² с влагонепроницаемым полиуретановым напылением., Наполнитель силиконизированный синтепон, обладающий гипоаллергенным свойствам, препятствует возникновению пылевых клещей, моли и плесневых грибков.

Одеяло оснащено люверсами – воздухоотводами для отвода избытка тепла, обладает восстановительными способностями после смятия, хорошей упругостью, эластичностью, долговечностью и экологической безопасностью материала. Изделие упаковано в полиэтиленовый мешок.

Размер 1400*2050мм



Характеристики для транспортировки:

Габаритный размер - 500*550*150мм
Объем, м. куб. –0,04
Вес, кг – 1,1
Количество мест - 1

Комплектация:

Одеяло – 1шт.
Паспорт- инструкция -1 шт

Декларация о соответствии ТС № RU Д-РУ.АЛ14.В.52612 от 28.11.2013г.
ТС017/2011

Дата изготовления

13 ноября 2017 г.

Способ утилизации

Изделие утилизируется вместе с бытовым мусором.

Правила использования

Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовый мешок.
Эксплуатировать изделие в сухих помещениях при температуре от +5°C до +40°C и относительной влажности 85% (при +25°C).

Не используйте изделие для глаженья – это может привести к необратимым повреждениям наполнителя и основного чехла.

Изделие требует своевременной чистки и дезинфекции в зависимости от загрязнения.

Правила ухода за изделием

Чистку изделия нужно осуществлять только с использованием специальных щадящих чистящих средств, не содержащих хлор и органические растворители. Обрабатывается способом протирания, стирается - машинным способом в деликатном режиме при температуре до 40C⁰.

Способ дезинфекции – следует провести двукратное протирание с интервалом в 15 минут дезинфицирующими средствами.

Условия хранения

Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей и нагревательных приборов.

Условия транспортировки

Изделия должны транспортироваться в крытых транспортных средствах.

Гарантийные обязательства

Предприятие-изготовитель гарантирует покупателю сохранение показателей изделия в течение 12 месяцев при соблюдении вышеизложенных правил эксплуатации и ухода. За изделия с механическими повреждениями, полученными при транспортировке, предприятие ответственности не несет. Гарантийный срок исчисляется со дня продажи. Если день продажи установить невозможно, то гарантийный срок исчисляется со дня выпуска.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию технические изменения.