


ПОДУШКА - КОЛЬЦО ОРТОПЕДИЧЕСКАЯ ТОП – «ТРИВЕС»

Модель: ТОП-208

Особенности:

- специальная конструкция в форме кольца позволяет уменьшить болевые ощущения и создает максимальный комфорт в положении сидя
- основа из латекса – упругого и эластичного материала, который отличается высоким комфортом и более продолжительным сроком службы, не набивается пылью и обладает антistатическим эффектом
- перфорация по всей поверхности подушки обеспечивает оптимальный воздухообмен и вентиляцию в теплое время года, сохраняет тепло зимой
- съемная наволочка



Функции:

- снижение нагрузки на органы малого таза, крестцово-копчикового отдела позвоночника и промежности в положении сидя
- устранение болевого синдрома в послеродовом периоде, после оперативных вмешательств на органах малого таза, при геморрое и пролежнях

Назначение:

- послеродовый период
- реабилитация после операций на органах малого таза
- в комплексном лечении геморроя

Противопоказания к применению:

Абсолютных и относительных противопоказаний к применению не выявлено.

Применять изделие по назначению и под контролем врача.

Способ применения: положить подушку на стул или кресло.

При возникновении вопросов по применению изделия обратитесь к Вашему лечащему врачу.

Рекомендации по уходу:

- основа: сухая чистка
- не использовать химический метод чистки
- съемная наволочка: стирать в теплой воде до 40° С мягкими моющими средствами, не отбеливать, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов, не гладить
- не подвергать воздействию прямого солнечного света
- держать вдали от нагревательных приборов
- не класть на изделие давящие и колющие-режущие предметы

Состав:

- основа: латекс
- съемная наволочка: хлопок - 70,7%, полиэстер - 29,3%

Габариты подушки: 40x7 см.

Допускается отклонение от габаритных размеров не более чем на 10%.

Ортопедические подушки в ассортименте

Под голову

- разгружают шейный отдел позвоночника
- обеспечивают здоровый и крепкий сон

Под спину

- снижают избыточную нагрузку на поясницу
- обеспечивают правильное положение позвоночника
- нормализуют тонус мышц спины

Под ноги

- снимают отечность и усталость ног
- уменьшают нагрузку на нижние конечности

На сиденье

- эффективно снимают нагрузку с органов малого таза, крестцово-копчикового отдела позвоночника и промежности

Для путешествий


- обеспечивают физиологически правильное положение головы и шейного отдела позвоночника во время длительных поездок (в самолете, поезде, автобусе или автомобиле)

Для взрослых

Для подростков

Для младенцев

УПАКОВЩИК № 17



Дата выпуска
Штамп ОТК

ИЮН 2019

OTK



ISCO
Международный центр
стандартизации и сертификации
ISO 13485-2003