

Заказать товар можно на сайте <https://medik-dom.ru>

Вы приобрели медицинский инструментарий из высококачественной стали, изготовленный по современным технологиям.

Мы уверены, что при соблюдении наших рекомендаций, купленный Вами инструментарий прослужит долго и успешно.

НОН.00 ЭТ лист 2

**ОЛИВА ДЛЯ ПРОДУВАНИЯ НОСА
И СЛУХОВЫХ ТРУБ
ТУ 9437-051-36926687-2006**



*ЭТИКЕТКА
НОН.00 ЭТ*



Наименование для заказа	Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, г, не более
Олива для продувания носа и слуховых труб НОН № 4 «Уникон»	21,0	20	40

Исполнение: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150

Материал: сталь нержавеющая специальная

Поверхность: полированная, повышенной стойкости к термической, химической и другим видам обработки

НАЗНАЧЕНИЕ

Олива предназначена для отсасывания содержимого полости носа и промывных вод при промывании по Proetz-у и продуванию слуховых труб по Politzer-у.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

олива одного типоразмера (или по согласованию с заказчиком) - 1 шт.;
этикетка - 1 шт.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию проводить в соответствии с требованиями ОСТ 42-21-2-85, методическими указаниями, утверждёнными МЗ РФ, для инструментов из нержавеющей стали.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя в помещениях с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150, т.е. при температуре воздуха от -50°С до +60°С и относительной влажности воздуха не более 80% (при +25°С).

Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150.

не допускается наличие в воздухе веществ, вызывающих коррозию.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 18 месяцев со дня продажи или 500 циклов стерилизации при условии использования их по назначению.

При соблюдении правил хранения, транспортирования и эксплуатации срок хранения и эксплуатации не ограничен.