



Акционерное Общество  
« К Р О Н Т – М »

141402, Московская обл., г.Химки, ул.Спартаковская, д.9, пом.1  
тел. (495) 572-84-10, факс 572-84-15  
Email: info@kront.com

О применении 6% перекиси водорода в качестве дезинфицирующего средства для «Аппарата автоматического для аэрозольной дезинфекции АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ»

### Информационное письмо

В соответствии с Руководством по эксплуатации (раздел 4) и Инструкцией по применению (пункт 1.2.) (далее - «эксплуатационная документация») «Аппарата автоматического для аэрозольной дезинфекции АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ» производства АО «КРОНТ-М» (далее - «Аппарат») в качестве химического дезинфицирующего средства (далее - «ДС») для аэрозольной дезинфекции рекомендовано использовать средство дезинфицирующее «Перекись водорода медицинская 6%», зарегистрированное на территории РФ в установленном порядке и разрешенное для использования аэрозольным методом в соответствии с указанным назначением.

К применению в Аппарате в качестве ДС пригодна перекись водорода любого производителя, если она имеет заявленную концентрацию активного вещества 6% в водном растворе и согласно руководству по ее применению может применяться в качестве ДС для аэрозольной дезинфекции.

Применение иных ДС, кроме 6% перекиси водорода, при эксплуатации Аппарата может иметь целый ряд существенных негативных последствий:

- эффективность применения в Аппарате иного ДС не подтверждена соответствующими медико-биологическими и клиническими исследованиями, соответственно не разработаны режимы применения иного ДС для аппарата АЭРО-ДЕЗ-«КРОНТ»

- при применении иного ДС в Аппарате не изучена ингаляционная опасность нахождения пациентов и персонала в обработанном помещении до уровня ОБУВ и ПДК, не определено время аэрации после обработки помещения средством для безопасного нахождения персонала и пациентов.

- применение иного ДС может привести к выходу из строя Аппарата, в этом случае ремонт не будет осуществляться как гарантийный.

Кроме того, в соответствии с пунктами 13 и 18 статьи 39 федерального закона от 21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» медицинские изделия, не соответствующие требованиям эксплуатационной документации производителя являются недоброкачественными медицинскими изделиями и подлежат изъятию и последующему уничтожению.

Генеральный директор

В.П. Сизиков