



	Тип пакета							
	индивидуальный			первой помощи с одной подушечкой				
Масса ваты в каждой подушечке:	$10 \pm 1,5$ г			$4 \pm 1,5$ г				
Отдельные детали повязок пакетов должны иметь:	Размер подушечек		Бинт		Размер подушечек		Бинт	
	Длина, см	Ширина, см	Длина, м	Ширина, см	Длина, см	Ширина, см	Длина, м	Ширина, см
	$32,0 \pm 1,5$	$17,5 \pm 1,0$	$7,0 \pm 0,3$	$10,0 \pm 0,5$	$13,0 \pm 1,0$	$11,0 \pm 1,0$	$5,0 \pm 0,2$	$10,0 \pm 0,5$
Расположение деталей повязки пакета должно соответствовать:	 <p>1 — прокладочная вата, 2 — бинт, 3 — рулон</p>			 <p>1 — прокладочная вата, 2 — бинт, 3 — рулон</p> <p>вата, Марля, Скатка бинта</p>				
При складывании повязок пакетов:	<p>При складывании повязок индивидуальных пакетов каждая подушечка должна быть сложена по длине пополам и наложена одна на другую сторонами, не отмеченными темными нитками. Края сложенных таким образом подушечек должны быть загнуты с двух сторон по ширине до середины и скатаны по длине в рулон. Скатка бинта должна быть наложена поверх рулона, а повязка туго обернута свободным концом бинта.</p>			<p>При складывании повязки пакета первой помощи с одной подушечкой подушечка должна быть сложена по длине пополам так, чтобы пришитый бинт оставался снаружи. Скатка бинта должна быть наложена поверх сложенной подушечки, а повязка туго обернута свободным концом бинта</p>				
Пакеты в наружной оболочке должны иметь размеры:	Длина, см	Ширина, см	Толщина, см	Длина, см	Ширина, см	Толщина, см		
	$10,0 \pm 0,5$	$6,5 \pm 0,5$	$4,0 \pm 0,5$	$10,4 \pm 0,5$	$5,0 \pm 0,5$	$2,0 \pm 0,5$		
Пакеты должны быть стерилизованы радиационным методом:	доза от $15$ кГр до $45$ кГр			доза от $15$ кГр до $50$ кГр				
Наружная оболочка должна быть:	герметична			негерметична				

- - ;  
- - ;  
- - ;  
- - « »  
- - ;  
- - ( , );  
- - ;  
- - ( 1179-93);  
- -

, ,  
- 5 .

5° 20  
40° .

( )