

Жгут кровоостанавливающий Meridian
купить на <https://medik-dom.ru/>

Инструкция по использованию жгута кровоостанавливающего венозного “Meridian”

Предназначен для ограничения циркуляции крови в конечностях тела.

Применение:

1. Обернуть жгут вокруг конечности, не допуская перекручивания ленты, вставить защелку в корпус.
2. Потянуть за свободный конец жгута для ограничения циркуляции крови.
3. Для снятия жгута нажать на кнопку и освободить защелку.

- Изготовлен из мягкой прорезиненной ленты, с пластмассовой застежкой.
- Нестерильный.
- Хранить при температуре от -30° до $+45^{\circ}$ С.
- Срок годности - 5 лет с даты изготовления

Каталожный №: VB001

Размер: 400 мм x 25 мм

Дата изготовления:

Не использовать в случае повреждения индивидуальной упаковки!